

7311 /7312

Ontvanger (Plug & Play)

04-10-2016 – V1.0



Handmatig programmeren

Algemeen:

Deze ontvangers worden gebruikt in combinatie met diverse draadloze apparatuur zoals, Optiscan sensoren, Optiseat stoelalarm, deur/raam contacten halszenders met en zonder man-down functie etc.

Zender Inleren:

1. Voorzie de ontvanger van voedingspanning.
Bij een 1312 gebeurt dit door de ontvanger aan te sluiten op het verpleegoproep systeem.
2. Na 2 seconden hoort u een pieptoon.
3. **Druk direct na die pieptoon 3X** op de toets van de ontvanger.
4. U hoort daarna 1 pieptoon ter bevestiging. U zit nu in de inleer modus.
5. De ontvanger heeft 3 zones waarin u een alarmzender kunt opslaan (zie tabel 1). De LED knippert 1x groen per seconde ter indicatie dat deze in de **standaard zone** staat. U kunt deze zone wijzigen door op de toets te drukken
 - a. 1x drukken: **Man-Down zone** (LED knippert 2x per seconde)
 - b. 2x drukken: **24 Uur zone** (LED knippert 3x per seconde)
6. Wanneer u de gewenste zone heeft geselecteerd kunt u de zender gaan invoeren.
7. Maak hiervoor een oproep met de desbetreffende zender.
 - a. Wanneer deze succesvol is ontvangen en opgeslagen hoort u een victory toon.
 - b. Hoort u 1 lange pieptoon en brand de LED rood, dan betekent dit dat deze zender al in de ontvanger zit opgeslagen.
 - c. Hoort u een lange pieptoon, dan betekent dit dat het geheugen van de ontvanger vol zit (maximaal 16 zenders).
8. Indien u direct nog een zender wilt inleren herhaal dan de stappen 5 t/m 7 om uw extra zender in te leren.
9. Wanneer u alle zenders heeft ingeleerd, haal dan de ontvanger uit het stopcontact om uit de inleer modus te gaan.

!Let op: Wanneer de ontvanger in inleer modus niets ontvangt of wordt bediend binnen 15 seconden, dan zal het systeem uit de inleer modus gaan. Bij iedere bediening zal deze tijd worden gerest.

Tabel 1: Ontvanger Zones

Zone	Functie	Groene LED indicatie tijdens inleren
Standaard	Zenders in deze zone worden ontvangen als de ontvanger aan staat. Wanneer de ontvanger wordt uitgeschakeld zullen de zenders niet worden ontvangen. <ul style="list-style-type: none">• Bijvoorbeeld een Optiscan	Knippert 1x
Man-Down	Zenders in deze zone worden ook ontvangen als de ontvanger uit staat (wel voorzien van spanning) en kunnen worden gereset door de zender. <ul style="list-style-type: none">• Bijvoorbeeld Man Down zender	Knippert 2x
24 Uur	Zenders in deze zone worden ook ontvangen als de ontvanger uit staat (wel voorzien van spanning). <ul style="list-style-type: none">• Bijvoorbeeld normale halszenders• Deurcontacten• Rookmelders	Knippert 3x

(Alle) Zender(s) Wissen:

1. Voorzie de ontvanger van voedingspanning.
2. Na 2 seconden hoort u een pieptoon.
3. **Druk direct na die pieptoon 5X** op de toets van de ontvanger.
4. U hoort daarna 1 lange pieptoon ter bevestiging en de LED knippert rood. U zit nu in de verwijder modus.
5. **WANNEER U ALLE ZENDERS IN 1X WILT WISSEN, DRUK DAN NU DE DRUKTOETS VAN DE ONTVANGER IN TOTDAT U EEN VICTORY TOON HOORT (alle zenders zijn nu verwijderd).**
6. Als u een enkele zender wilt verwijderen, maak dan een oproep met de desbetreffende zender.
 - a. Wanneer deze succesvol is verwijderd hoort u een victory toon. .
 - b. Hoort u een lange pieptoon, dan betekent dit dat deze zender niet in de ontvanger was opgeslagen.
7. Herhaal stap 6 als u meerdere zenders wilt wissen.
8. Wanneer u de zender(s) heeft gewist, haal dan de ontvanger uit het stopcontact om uit de verwijder modus te gaan.

!Let op: Wanneer de ontvanger in verwijder modus niets ontvangt of wordt bediend binnen 15 seconden, dan zal het systeem uit de verwijder modus gaan. Bij iedere bediening zal deze tijd worden gerest.